

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Brazalete IoT CorSync

INICIO RÁPIDO

Esta guía rápida le permite iniciar y realizar mediciones biométricas en menos de 3 minutos. Para ver la información completa de seguridad, cuidados y mantenimiento, consulte el manual principal.

Pasos para la Operación del Sistema

1. Encendido del dispositivo	Encienda el brazalete CorSync y verifique que los componentes electrónicos y luces de los sensores se activen correctamente.
2. Apertura e inicio de sesión	Abra la aplicación CorSync en su teléfono Android e ingrese con sus credenciales de usuario.
3. Colocación de sensores	Coloque el brazalete en la muñeca. Asegúrese de que el sensor óptico MAX30102 y los electrodos GSR (MCU-6701) tengan contacto adecuado con la piel, sin apretar en exceso.
4. Inicio de medición	En el menú principal de la aplicación Android, presione el botón de inicio de medición.
5. Posición de reposo	Mantenga la mano y el brazo completamente inmóviles sobre una superficie plana durante la lectura para evitar interferencias por movimiento.
6. Lectura y resultados	Espere a que los datos de Frecuencia Cardíaca (BPM) y Respuesta Galvánica de la Piel (GSR) se procesen y se muestren en la pantalla.

Acciones rápidas ante inconvenientes

- **¿No enciende?** Verifique la batería o conecte el brazalete a la fuente de energía.
- **¿No hay datos en la app?** Asegúrese de que el brazalete esté encendido y reinicie la app CorSync.
- **¿Lecturas inestables?** Ajuste el brazalete y mantenga la mano inmóvil sin mover los dedos.